

Auszeichnungswaage für die Dönerproduktion

Etikett: Standard Thermopapier oder PE-Folienetikett, tiefkühltauglich, wasserbeständig

Muster GmbH Döner Produktion Musterstraße 123 00000 Musterstadt	DE HE 10431-EG
RHEWA Waagenfabrik - 40822 Mettmann	
Kalb-Puten-Spieß nach Dönerart	
Zeile 1 Zutaten: Kalbfleisch, Putenbrust, Gewürze, Salz Zeile 2 Zutatentexte durch Komma getrennt, Zeile 3 Zutatentexte durch Komma getrennt,	
BC 4	Charge-Nr. 201005-20 Produktionsdatum 27.05.2010
Bei -18* mindestens haltbar bis 21.03.2011 Nach dem Auftauen nicht mehr einfrieren!	
Beleg Nr. 267	Gewicht B 25,650 kg

Kopftext mit EU Logo des Produktionsbetriebes

Kundenzeile

Artikeltext über die gesamte Breite
Option: Zusatztext für den Artikel


Zutaten: 3 Zeilen

Bediener Code, Charge Nr. und Produktionsdatum

Hinweistext zu Haltbarkeit und MHD

Lfd-Nr. und Gewichtswert

Konfigurationsbeispiel



Auszeichnungswaage für die Dönerproduktion

Kurze Beschreibung

Nach Auswahl des Kunden und des Artikels kann das Etikett durch Drucktaste oder Betätigen eines externen Tasters (IP65) ausgelöst werden. (Option)

Kunden, Artikelnamen, Artikelzusatztexte und Zutatentexte können über die mitgelieferte Software RHEWA Datalog gepflegt werden. Es können mehrsprachige Etiketten erstellt werden.

Das Programm Datalog wird auf einem kundenseitigen PC installiert. Die Verbindung zur Waage wird über bauseitiges Ethernet-Netzwerk hergestellt.

Jede Wiegung wird von Datalog aufgezeichnet und in einer csv Datei protokolliert.

Datalog Tabellen:

Tabelle Kunden		
Kunde-Nr	Name	Sprache
10	RHEWA Waagenfabrik - 40822 Mettmann	D

Über die Sprachauswahl wird die entsprechende Artikeltabelle angesprochen, hier Artikel_D

Tabelle Artikel_D						
Artikel-Nr	Bezeichnung	Zusatztext	MHD	Zutaten1	Zutaten2	Zutaten3
125	Kalb-Putenspieß	Nach Dönerart	540	Texteingabe	Texteingabe	Texteingabe

Tabelle Produktion							
Lfd-Nr	Datum	Zeit	Bediener	Kunde	Artikel	Brutto	MHD
267	27.05.2010	8:34	4	10	125	25,650	21.03.2011

Einfacher Zugriff auf die Produktionsdaten

Jede einzelne Wiegung, wird parallel in einer csv Datei (Excel) aufgezeichnet.